

Кислородный концентратор АКС-1

Руководителям организаций
 (по списку)

Уважаемые Коллеги!

Научно-производственная компания «Грасис» – крупнейшая российская инжиниринговая компания СНГ и Восточной Европы в области разработки и производства промышленных и медицинских кислородных установок/станций.

НПК «Грасис» является единственной отечественной компанией в России, накопившей большой практический опыт в производстве газоразделительного оборудования. Оборудование компании уже эксплуатируется во многих медицинских учреждениях РФ.

Более чем 17-летний опыт работы НПК «Грасис» на рынке газоразделительного оборудования, проведенные исследования и испытания, а также глубокий анализ существующей на рынке продукции позволили создать уникальный промышленный медицинский концентратор кислорода АКС-1, со следующими техническими характеристиками:


| Наименование показателя | | Значение |
|--|----------|-------------------|
| Максимальная производительность по кислороду, л/мин | | 13-15 |
| Концентрация производимого кислорода в пределах паспортной производительности, не менее, % | 13 л/мин | 94±1% |
| | 15 л/мин | 93±2% |
| Давление продуктового газа (кислорода), МПа, не менее | | 0,4 |
| Электрическое питание от сети переменного тока: напряжение, В частота, Гц | | 220±10% 50±1 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | | 1,5 |
| Масса, кг, не более | | 300 |
| Срок службы, лет, не менее | | 10 |
| Габариты Д×Ш×В, мм, не более | | 1150 × 600 × 1850 |

* Производительность указана при нормальных условиях ($t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$, $P = 1\text{ атм.}$)

Концентратор АКС-1, успешно применяется для решения таких основных задач как:

- Получение кислорода для использования в медицинских целях
- Подключение к медицинскому оборудованию, потребляющему кислород
- Подключение к центральной системе медицинских газов

Внешний вид медицинского кислородного концентратора АКС-1



Медицинский концентратор кислорода АКС-1 полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к оборудованию медицинского назначения, что подтверждается наличием Регистрационного Удостоверения Минздрава РФ № ФСР 2012/14033.

В связи с вышеизложенным, просим Вас рассмотреть НПК «Грасис» в качестве возможного отечественного поставщика медицинского концентратора кислорода АКС-1, в виде альтернативы концентраторам аналогам Invacare, Philips, AirSep, Армед (Armed), Bitmos, Atmung и др.

Благодарим Вас за уделенное внимание и надеемся на интерес к нашей продукции!

Руководитель департамента
кислородного оборудования
АО «Грасис»

Верещинский К.А.